

# 采购合同

合同编号: HLMZ2025020601

项目名称: 虎林市居家和社区基本养老服务提升行动项目

甲方: 虎林市民政局

乙方: 黑龙江省康恩养老服务有限公司

签订地: 虎林

签订日期: 2025 年 2 月 6 日



甲方（采购方）：虎林市民政局

地址：黑龙江省虎林市建设西街 237 号

乙方（供应方）：黑龙江省康恩养老服务有限公司

地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区十字街 42 号-3 幢 6 层 3

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲、乙双方就鸡西市居家和社区基本养老服务提升行动项目（合同包 2（家庭养老床位建设服务），政府采购项目编号、备案编号为：

[230301]ZQGC[CS]20250001），经平等自愿协商一致达成合同如下：

### 1. 合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- (1) 合同格式以及合同条款
- (2) 中标结果公告及中标通知书
- (3) 招标文件
- (4) 投标文件
- (5) 变更合同

### 2. 合同金额

合同含税金额为：人民币 282,000.00 元，大写：贰拾捌万贰仟元整

### 3. 付款方式及时间

1 期：支付合同金额比例的 50%，合同签订后乙方出具增值税发票后 5 个工作日内支付。

2 期：支付合同金额比例的 50%，甲方验收合格后乙方出具增值税发票后 5 个工作日内支付。

乙方账户信息：

开户银行：中国工商银行股份有限公司哈尔滨驻哈尔滨铁路局支行

开户名称：黑龙江省康恩养老服务有限公司

开户账号：3500043109200165928

#### 4. 服务对象及内容

▶服务对象：具有虎林市户籍且居住在虎林市辖区内（廉租房、公租房除外）的年满60周岁以上的特困分散供养人员、低保和低保边缘家庭、支出型困难家庭中经评估为重度失能（包括完全失能）、中度失能和轻度失能的居家老年人，为其开展家庭养老床位建设服务。

▶服务内容和时间：2025年6月底之前，为47户符合条件的老年人实施家庭养老床位建设服务。根据经济困难老年人的失能状况、居家环境条件等情况，对其居家环境关键区域或部位进行适老化改造，按需安装网络连接、紧急呼叫、活动监测等智能化设备，并视情配备助行、助餐、感知类老年用品。此前已进行相关改造并具备相应功能的不重复改造。家庭养老床位建设服务应有效增强服务对象居家生活的安全性、便利性和舒适性，并能够通过智能化手段进行远程监测和动态管理，对服务对象的服务需求和异常情况及时响应并进行应急处置。乙方需提供家庭养老床位建设服务中的智能化改造和后续服务，包括智能看护平台建设，相关设施设备的安装和调试以及24小时连续线上监测、呼叫应答和应急救援联络。

#### 5. 家庭养老床位建设服务要求

5.1 乙方对申请建设家庭养老床位的老年人进行科学评估,针对老年人身体状况、其家庭成员情况及住宅的室内环境个性化差异,采取“一户一策”的方式制定改造方案。

5.2 乙方确保在实施过程中人员与老人、家属、工作人员的人身安全。实施过程中发生任何安全问题,由乙方自行负责,采购人不承担任何责任。

5.3 乙方需利用“金民工程”全国养老服务信息系统建立完整的改造档案,保留完整的改造信息,包括设计方案、改造前后对比照片等资料。由第三方监督验收机构按照要求进行监督指导。

5.4 乙方应提供平台支持,至少包含安防类物联设备报警、定位、接收、响应等信息以及老人、设备、报警、响应等数据统计分析等功能。

5.5 家庭养老床位建设服务完成后,由乙方向甲方提出验收申请,并由甲方委托的验收评估机构实施验收。乙方须完成“金民工程”全国养老服务信息系统的录入工作,验收评估机构入户进行验收,并对产出物(各类档案资料)和“金民工程”全国养老服务信息系统进行核查。

## 6. 双方的权利、义务

### 6.1 甲方的权利和义务

(1) 甲方有权利按照采购文件及投标(响应)文件要求获取乙方所提供的专业化服务;

(2) 甲方保证服务期间,对乙方工作给予支持;

(3) 甲方可以通过被服务人员满意度调查、日常随机检查和季度考核等方式对服务人员工作进行检查和考核,根据检查和考核情况对乙方的服务质量进行日常工作指导。

## 6.2 乙方的权利和义务

(1) 乙方应按照甲方要求，移交实施过程中的各类文档（包括但不限于：老人基本档案和服务档案），并进行产出物的交付。产出物应提供电子和纸质两种介质，内容清晰完整，并保持版本一致。

(2) 乙方应保证甲方在中国境内使用标的物或标的物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

(3) 乙方提供的标的物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准。

(4) 实际发生金额不得低于合同金额。

## 7. 验收

(1) 由市民政局委托的第三方验收评估机构对居家养老床位建设服务所有产出物（各类档案资料）及“金民工程”全国养老服务信息系统数据信息进行核查，并通过入户方式进行现场验收。

(2) 对标的物的质量问题，甲方应在发现后3个工作日内向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在5个工作日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交标的物视为符合合同的规定。

(3) 经验收，标的物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任。

## 8. 售后服务

(1) 乙方应按招标文件、投标文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

(2) 其他售后服务内容：

①项目验收通过并交付后乙方需提供针对本项目 3 年的产品质保服务，在免费质保期内提供 7×24 小时免费人工、部件的维修维护，包括硬件保修、电话远程技术支持和现场支持等服务。

②售后服务期间如出现问题，乙方需 4 小时内做出明确响应和安排，远程不能解决的，8 小时内到达现场解决问题，因产品/设施质量问题产生的一切责任均由乙方承担。

③乙方提供的家庭养老床位改造产品/设施，需提供第三方质检报告。

④乙方在项目实施期间，需安排专人接待、解答居民的问题，并做好服务记录留存。

⑤乙方需签署保密协议，不允许乙方数据泄密或用于商业目的。在服务过程中不允许进行各类商业目的的推销活动。

⑥由乡镇（街道）、民政局或被服务用户对家庭养老床位建设服务提出异议的，乙方需进行及时的确认及整改，直至问题解决或用户满意为止。

⑦涉及本项目相关的投诉，乙方需在 3 个工作日内解决，保证不能解决的投诉问题为零。

⑧所有智能化改造设备需包含三年网络运营资费。

## 9. 违约条款

(1) 乙方逾期交付标的物按日承担违约部分合同金额 3%的违约金。

(2) 乙方提供的标的物如不符合约定质量标准，甲方有权单方解除合同。

如因标的物质量问题造成损失，乙方应依法承担全部损害赔偿赔偿责任。

(3) 其他违约责任以相关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

#### 10. 不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在5天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

#### 11. 争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以向甲方所在地人民法院起诉。

#### 12. 合同生效及保存

合同文本及附件一式五份，甲方、乙方、政府采购监管部门、采购代理机构、国库支付执行机构各一份，自双方签字、盖章之日起生效。

#### 13. 其他

合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

以下无正文（为签署页）

（签署页）

甲方(章): 虎林市民政局

采购方法人代表: (签字)

开户银行: 中国银行股份有限公司虎林支行

帐号: 166454954869

联系电话: 0467-5989166

签订时间: 2025年2月6日

乙方(章): 黑龙江省康恩养老服务有限公司

供应方法人代表: (签字)

开户银行: 中国工商银行股份有限公司哈尔滨驻哈尔滨铁路局支行

帐号: 3500043109200165928

联系电话: 13313685432

签订时间: 2025年2月6日





附件

家庭养老床位建设服务设施设备表

序号	名称	技术参数	品牌	型号	制造商	单位	单价 (元)
1	防滑地砖	规格:300x300mm 特点:防滑耐磨 等级:优等品	玛喆陶瓷	A001-30*30	佛山市玛喆陶瓷有限公司	平方米	300
2	防滑地垫	尺寸: 360mm*710mm, 厚度:约 10MM, 材质:PVC 正面:防滑点按摩反面:防滑吸盘	易尔	YE01-36*71	金华市易尔模塑有限公司	块	80
3	防滑地胶	材质: PVC。尺寸: 30cm*30cm。	易尔	YE02-30*30	金华市易尔模塑有限公司	平方米	200
4	水泥坡道	1、坡度比 $\leq 1:8$ , 设置防滑处理, 防止老年人行走时滑倒; 2、坡道主要材料为 32.5R, C15 及以上水泥混凝土, 防滑, 地面硬化处理; 3、报价以坡道占地面积的平方计算。	康恩养老	康恩定制	黑龙江省康恩养老服务有限公司	立方米	400
5	移动坡道	1、尺寸: 1000mm×250mm (尺寸允许误差 $\pm 10\%$ ) 高度 40mm 2、高度: 40mm (允许误差 $\pm 10\%$ ) 3、材质: 橡塑, 4、承重力 $\geq 500\text{kg}$	顺润	sr-60	台州顺润橡塑有限公司	条	480
6	门槛移除	1、按照实际情况需求施工, 移除门槛, 并进行填平、补砖等; 2、含垃圾施工垃圾清理处理。	康恩养老	康恩定制	黑龙江省康恩养老服务有限公司	处	450
7	房门拓宽	1、按照实际情况需求施工, 门洞拓宽, 并恢复表面装修;	康恩养老	康恩定制	黑龙江省康恩养老服务有限公司	处	800

		2、含垃圾清理处理； 3、不含门及门套。			公司		
8	下压式门把手	1、整体材质：不锈钢为主（锁芯为铝包铜）； 2、耐腐蚀、使用灵活、牢固，可用单手操作。	伊维	通用型门锁	辽宁厚嘉科技有限公司	把	380
9	落地床边扶手	1. 材质：金属复合材料 2. 底座尺寸：500*600mm, 扶手尺寸：700-900mm (高度 6 档可调)* 宽度 310mm 3. 管径尺寸：35mm； 4. 高度 6 档可调节； 5. 总重量：10.5KG 左右	嘉铭	JM-001	衡水嘉铭塑料制品有限公司	个	780
10	木制双摇护理床	外形尺寸：2030*1000*500mm±10mm，床面：1950*900mm 1、功能：背部倾斜 70° ±5°，腿部升降 35° ±5°。 2、床身框架结构采用优质冷轧矩型钢材，型材规格 40×80mm×0.8mm；床面板采用板厚 0.8mm 的优质冷轧带钢冲压成型 3、床面板使用冷轧带钢冲压成型，表面无剪切毛刺，并做成凹凸面一次冲压成型。 4、床头床尾侧板：采用颗粒板材质，卡扣式快拆锁钩安装。 5、摇把：钢制电镀摇把，折叠式设计，操作时无噪音，可灵活调节患者背部、腿部体位。 6、喷漆处理：金属表面采用抛丸除锈处理，之后再行整体外表粉末静电喷涂不脱落。 7、护栏：5 档木纹铝合金护栏，D 型铝合金扶手，5 根铝合金立柱坚固耐用。 8、床脚轮采用 5 寸豪华静音轮，每轮带有刹车，轮面采用静音耐磨材料； 9、床垫规格：与护理床配套，采用椰棕、海绵芯、帆布套组合而成。	好为康	HWKA01-IV	河北好为康医疗器械有限公司	张	3000

11	abs 双摇护理床	<p>形尺寸: 2110*960*500mm±10mm, 床面: 1990*900mm</p> <p>1、功能: 背部倾斜 70±5°, 腿部升降 35±5°</p> <p>2、床身框架结构采用优质冷轧矩形钢材, 型材规格 40×80mm×0.8mm; 床面板采用板厚 0.8mm 的优质冷轧带钢冲压成型。</p> <p>3、床面板使用冷轧带钢冲压成型。</p> <p>4、床头床尾: 采用 ABS 材质整体吹塑成型, 表面光滑, 卡扣式快拆锁钩安装。</p> <p>5、摇把: 钢制电镀摇把, 折叠式设计, 操作时无噪音, 可灵活调节患者背部、腿部体位。</p> <p>6、喷漆处理: 金属表面采用抛丸除锈处理, 之后再进行整体外表粉末静电喷涂不脱落。</p> <p>7、护栏: 5 档铝合金护栏, D 型铝合金扶手, 5 根不锈钢立柱坚固耐用, 钢制冲压底座, 高强度快速定位开关, 收缩时略高出床垫, 可防止床垫移位。</p> <p>8、床脚轮采用 5 寸豪华静音轮, 轮面采用静音耐磨材料; 脚轮骨架采用金属结构;</p> <p>9、床垫规格: 与护理床配套, 采用椰棕、海绵芯、帆布布套组合而成。</p> <p>12、包装配置: 床体、床头床尾、护栏、床垫、静音轮、螺丝包、安装使用说明书及产品合格证。</p>	好为康	HWKA01-II	河北好为康医疗器械有限公司	张	2400
12	自动床垫	<p>由床架, 软垫, 背板护栏, 一体式餐桌组成。</p> <p>床架尺寸 ≥1900*830*60mm 材质: 优质碳钢, 塑料树脂粉末喷涂</p> <p>软垫尺寸: ≥1900*830*4mm 材质: 高密度海绵款软垫, 软硬适中, 聚氨酯材质。</p> <p>背板护栏尺寸: 680×360mm 材质: 优质碳钢, 塑料树脂粉末喷</p>	康护佳	KHJ-426-2	苏州市惠尔康医疗器械有限公司	张	3200

		<p>涂。</p> <p>一体式餐桌：≥730*315±10cm 材质：工程塑料餐桌面板          塑料树脂粉末喷涂优质碳钢连接件。          自动床垫具有背部折转：0~70°±5°          腿板折转：0~40°±5°          安全承重：≥135KG          性能要求：          1. 免安装产品，无需换床，直接放在原有的床上使用，提高照          护工作效率，让护理更轻松；          2. 全新升级双向后退技术及多连杆运行机制为腰臀部提供更          多变位空间，双向后退，滚轮铰点设计，背板和腿板在升起时          腹部同时后退5.5CM，减少腹部挤压感。全面提升整体舒适度，          提高睡眠质量，使用更舒适。          3. 具有防夹手功能，床面和电机分离式设计，床面下降时          如床面下有物体，电机继续运动床面静止状态。</p>				
13	防压疮坐 垫	<p>材质：优质 PVC 材质；轻巧耐拉伸，承重效果佳；承重 100kg；          46.5*46.5cm</p>	宇飞	HM-ZD001	个	180
14	防压疮床 垫	<p>1. 主机规格：电压 220V±22V；频率 50Hz±1Hz          2. 出气量：≈7L/min          3. 压力值范围：60mmHg - 130mmHg（毫米汞柱）          4. 旋钮式气泵压力控制，调节软硬（精密传感器、无级变速调          节）          5. 工作噪音：≤45dB</p>	二友	B01	个	580

15	一字形扶手	<p>6. 床垫规格：22根气囊 尺寸：长（1950±100）*宽（900±100）*高（75）mm 7. 最大载重：≤ 135公斤； 8. 面料采用优质医用级尼龙布（34丝） 9. 连接管采用优质硅胶管，耐折且不易脱落 10. 床体整体波动效果</p> <p>1.、外管材质：ABS材质，直径35mm； 2、内管材质：不锈钢内管，直径25mm 3、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌，扶手表面采用防滑浮点设计，适合抓握 盖外尺寸：300MM</p>	嘉铭	JM-010	衡水嘉铭塑料制品有限公司	个	160
16	U形扶手	<p>1. 材质：金属复合材料。 2. 内衬龙骨：不锈钢φ25管，两头冲压处理。 3. 规格尺寸：600*700mm 4. 合格检测，可提供具备CMA和CNAS国家授权资质的第三方检测报告复印件，原件备查。 5. 扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌，扶手表面采用防滑浮点设计，适合抓握</p>	嘉铭	JM-011	衡水嘉铭塑料制品有限公司	个	280
17	L形扶手	<p>1. 材质：金属复合材料。 2. 内衬龙骨：不锈钢φ25管，两头冲压处理。 3. 规格尺寸：400*600mm（其他尺寸可以定做） 4. 合格检测，可提供具备CMA和CNAS国家授权资质的第三方检测报告复印件，原件备查。 5. 扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制</p>	嘉铭	JM-012	衡水嘉铭塑料制品有限公司	个	220

		大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌，扶手表面采用防滑浮点设计，适合抓握 4、承重力=220kg； 5、耐冲击性能合格检测，大肠杆菌，金黄色葡萄球菌等抗菌检测率必须在 99.9%以上。				
18	135° 扶手	1. 材质：金属复合材料。 2. 内衬龙骨：不锈钢φ25 管，两头冲压处理。 3. 规格尺寸：400*600mm（其他尺寸可以定做） 4. 合格检测，可提供具备 CMA 和 CNAS 国家授权资质的第三方检测报告复印件，原件备查。 5. 扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌，扶手表面采用防滑浮点设计，适合抓握	嘉铭	JM-013	衡水嘉铭塑料制品有限公司	个 240
19	T 形扶手	1. 材质：金属复合材料。 2. 内衬龙骨：不锈钢φ25 管，两头冲压处理。 3. 规格尺寸：400*600mm（其他尺寸可以定做） 4. 合格检测，可提供具备 CMA 和 CNAS 国家授权资质的第三方检测报告复印件，原件备查。 5. 扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌，扶手表面采用防滑浮点设计，适合抓握	嘉铭	JM-014	衡水嘉铭塑料制品有限公司	个 240
20	马桶助力扶手	坐便扶手新款参数 产品尺寸：640*460*565-715（高度 6 档调节） 产品材质：PP+钢管组装式支架扶手架高强度碳钢管焊接而成；扶手架整体喷塑；管内留有排水孔，防止管内储水生锈；扶手上可上翻收起、扶手盖 PP 材质+抑菌剂抑制细菌增长。产品承重 100kg 以上。	伟誉	WY-LY-00 4	河北伟誉医疗康养科技有限公司	个 780

21	普通淋浴椅	<p>主架：由高强度铝合金管材组成，管的厚度 1.4mm，表面阳极氧化处理。采用交叉螺丝安装方式设计。</p> <p>3. 座靠板：座板和靠背板是采用的 PE 吹塑成型，坐板表面设计有漏水孔和防滑纹。</p> <p>4. 扶手：扶手采用的是拼接拆装，扶手表面安装有泡沫棉，防滑耐用。</p> <p>5. 脚腿：四只脚腿高度 6 档可调节，可以根据不同的身高来调节舒适度，脚底配用大底斜形橡胶防滑脚垫，脚垫内有钢片经久耐用。</p>	伟誉	A024-1	河北伟誉医疗康养科技有限公司	把	500
22	折叠式淋浴椅	<p>折叠淋浴椅新款参数（人工测量稍有误差）</p> <p>产品尺寸：540*620*670-760（高度 4 档调节）</p> <p>可调高度：67-76cm 产品承重 100kg 以上</p> <p>坐板（U 型坐板，EVA 坐垫）：42*30*3cm</p> <p>靠背板：37*20*2.5cm</p> <p>坐垫和靠背垫都属于 EVA 材料，有着良好的柔软性和弹性</p> <p>扶手可上翻收起、扶手盖 PP 材质+抑菌剂抑制细菌增长。</p> <p>坐高：35cm-44cm</p> <p>折叠后尺寸：21*89*55</p>	伟誉	WY-LYY-00 13	河北伟誉医疗康养科技有限公司	把	600
23	自动感应夜灯	<p>LED 人体感应灯</p> <p>款式：单色光款</p> <p>产品尺寸：80*18mm</p> <p>感应角度：120°</p> <p>感应距离：&lt;1-4 米</p> <p>产品材质：ABS+PC</p> <p>供电方式：USB 供电</p>	贝红	BH-K80	中山市贝红光电子科技有限公司	个	80
24	开关插座	产品材质：锡磷青铜	BENYOU	五孔插座	温州经济技术开发区天河北	个	60

		<p>产品颜色: 白色          产品尺寸: 86*86*23MM          工作电压: 250V          适用场所: 厨房、阳台、工地板房等</p>	本优		优电器厂		
25	大按键开关面板	<p>产品颜色: 白色          产品尺寸: 86*86mm          安装孔距: 60mm          面板材质: 锡磷青铜          载流件材质: PC 阻燃          额定功率: 10A-250V          额定电流 ( A ) : 10/16          开关方式: 按键</p>	BENYOU 本优	一开单控	温州经济技术开发区天河本 优电器厂	个	60
26	防撞护角	<p>产品材质: NBR          产品颜色: 多色          L型防撞角          尺寸 ≥ 55*35*12mm</p>	佳诚	JC11	浙江佳诚婴童用品有限公司	个	8
27	防撞条	L型防撞条, 200cm长, 宽度3.5cm, 厚度2cm, W型宽8cm, 厚度0.8cm, NBR 材质	佳诚	JC21	浙江佳诚婴童用品有限公司	米	50
28	警示条	<p>产品名称: 警示反光条          3*8cm ( 10 片装 ) 绿色款、红色款等          外形尺寸长度: 8cm          宽度: 3cm          重量: 9g</p>	佳诚	JC11	浙江佳诚婴童用品有限公司	米	30
29	Wifi 路由器	LTE 带宽: 1.4/3/5/10/15/20 MHz, 符合 3GPP 调制方式: 下行 QPSK/16-QAM/64-QAM, 符合 3GPP	开拓	UQ160C	深圳市开拓进取科技有限公司	个	650



30	无线网关		<p>上行:QPSK/16-QAM, 符合 3GPP 4G 3GPP R9 Cat. 4, 下行速率/上行速率 理论峰值 150Mbps/50Mbps 3G 3GPP R7 下行速率/上行速率 理论峰值 21Mbps/5.76Mbps 连接数:最多 32 个热点连接 天线:外置双高增益 2.4G 全向刀锋天线 闪存:64Mbits SPI Flash 内存:512Mbits DDR2 频率:2.4Ghz 2T2R MIMO max300Mbps 芯片平台:MTK7628NN MIPS 构架 CPU 主频 580Mhz 工作湿度:40% to 90% RH 无凝结 工作温度:-10° C to 45° C 网线接口:LAN*4 (其中 WAN/LAN0 自适应) 10/100Mbps 自适应</p>	伊维	SY25009	辽宁厚嘉科技有限公司	个	450
			<p>额定电压: DC5V 额定电流: 2A 无线类型: 2.4GHz 外形尺寸: 86*86*24.2mm 工作温度: -20°C-55°C 工作湿度: ≤95%HR 接收灵敏度: ≤-100dBm 发射功率: ≤20dBm 通信方式: Wi-Fi, Zigbee2.4GHz 组网方式: MESH 组网 功能: 兼备紧急按键</p>					

31	紧急呼叫器	<p>工作电压: DC 3V          工作电流: 待机电流<math>\leq 10\mu A</math>          通信方式: NB-IoT          安装方式: 背胶或者螺钉固定          报警方式: 现场/联网报警          复位方式: 自动复位          电池类型: 7号电池【AAA】          工作温度: <math>-20^{\circ}C \sim 60^{\circ}C</math>          工作湿度: <math>\leq 95\%</math> (无凝结)</p>	伊维	SY28027	辽宁厚嘉科技有限公司	个	180
32	智能腕表	<p>显示器 (Display) 1.54 inches 分辨率: 240*240 全视角 IPS          高清屏 1.54 inches 分辨率: 240*240 全视 IPS 角高清屏          TP: 2.5D          DDR 存储器 (ROM): 217 128MB +128MB          Flash 存储器 (Flash Memory): 217 128MB +128MB          摄像头 Camera: 带摄像头 30W          AI 语音键 支持: 支持一键语音          系统: RTOS          通讯方式: 4G 全网通 (GPS/北斗/WIFI/LBS) 防水 心率 血压          测温、防跌倒、脱落报警、自动接听、语音报时高清摄像头、          双向通话、SOS 一键求救、微聊、视频通话、计步、睡眠</p>	伊维	GS17	辽宁厚嘉科技有限公司	个	680
33	烟雾报警器	<p>额定电压: 5号电池*2          静态电流: <math>\leq 20\mu A</math>          报警电流: <math>\leq 70mA</math>          声压级: 80dB (正前方 3M 处)          电池寿命: 一年          通信方式: NB-IoT</p>	伊维	SY28028	辽宁厚嘉科技有限公司	个	180

34	可燃气体 泄露报警器	<p>工作温度: -20℃~+50℃          相对湿度: ≤95%RH(40℃±2℃)          输出形式: 声光报警          执行标准: GB20517-2006          重量: 约 130g (含电池)</p> <p>工作电压: AC 220V          功耗: ≤5W          工作环境: 温度-10℃-55℃          相对湿度: ≤93% RH 不结露          大气压力: 86KPa-106KPa          探测气体: 甲烷 (CH4)          报警设定值: 7%LEL          通信方式: NB-IoT          最高量程: 0-20%LEL          重复性误差: ±3%LEL</p>	伊维	SY28029	辽宁厚嘉科技有限公司	个	260
35	溢水报警器	<p>工作电压: DC 3V          工作电流: 待机电流≤10 μA          通信方式: NB-IoT          安装方式: 背胶或者螺钉固定          水浸线长度: 1.5m          报警方式: 现场/联网报警          复位方式: 自动复位          电池类型: 7号电池【AAA】          工作温度: -20℃~60℃          工作湿度: ≤95% (无凝结)</p>	伊维	SY28026	辽宁厚嘉科技有限公司	个	180
36	智能监控	1、1080P 4mm 镜头, 红外夜视 5-10 米, 白光全彩夜视, 灵	伊维	TS995	辽宁厚嘉科技有限公司	个	800

37	<p>摄像头</p> <p>活配置：  2、支持 H264 视频压缩格式，双码流输出；  3、双向语音，远程监听、对讲，视频；  4、蓝牙配网，成功率高，连接快；  5、TF 卡本地存储（最大 256GB），远程回放；  1. 独家私模  2. 录像视频 300 万像素  3. 报警语音自定义  4. 自带热点，支持无网观看；  5. 白光+红外，双光源，全彩夜视</p> <p>通讯方式：Cat-1（全网通）  工作电压：5V（外接适配器，默认 Type-C 接口）  工作电流：≤200mA  喇叭参数：8Ω 2W  语音范围：≤4 米（半径）  电话拨打：5 组白名单（物联电话卡）  安装方式：壁挂  1、按键报警；  2、报警指示灯；  3、支持私有平台对接；（1-3 项标配）  4、拉绳报警；  5、本地语音关键词报警  6、支持语音报警词自定义（含方言）；  7、支持方言学习；  8、支持报警拨打电话；</p> <p>双向语音  通话设备</p>	伊维	JHK-SCP： 4G 电话版本	辽宁厚嘉科技有限公司	个	520
38	<p>门磁感应</p> <p>工作电压：DC 3V</p>	伊维	SY28025	辽宁厚嘉科技有限公司	个	160

	<p>工作电流: 待机电流<math>\leq 10 \mu A</math></p> <p>通信方式: NB-IoT</p> <p>安装方式: 背胶或者螺钉固定</p> <p>报警方式: 现场/联网报警</p> <p>动作距离: <math>\geq 20mm</math></p> <p>电池类型: 7号电池【AAA】</p> <p>工作温度: <math>-20^{\circ}C \sim 60^{\circ}C</math></p> <p>工作湿度: <math>\leq 95\%</math> (无凝结)</p>				
39	<p>工作电压: DC 3V</p> <p>工作电流: 待机电流<math>\leq 10 \mu A</math></p> <p>探测距离: <math>&gt;12m</math></p> <p>探测角度: <math>\leq 100^{\circ}</math></p> <p>通信方式: NB-IoT</p> <p>报警方式: 现场/联网报警</p> <p>安装方式: 背胶或者螺钉固定</p> <p>电池类型: 7号电池【AAA】</p> <p>工作温度: <math>-20^{\circ}C \sim 60^{\circ}C</math></p> <p>工作湿度: <math>\leq 95\%</math> (无凝结)</p>	<p>红外探测器</p>	伊维	SY28024	<p>辽宁厚嘉科技有限公司</p> <p>个</p> <p>160</p>
40	<p>1、采用高强度氧化铝铝管上支、A3钢电镀下支、整体防锈能力强。</p> <p>2、上支、下支冲有调节孔可供使用者随意调节适用高度，管内装有弹珠按钮，轻轻一按可徒手轻松调节，伸缩自如，定位安全可靠，伸长量标识清楚；</p> <p>3、下支四脚管做支撑，扩大受力面积。</p> <p>4、下支四脚都套有耐磨防滑胶脚，弹性佳，直径不小于13mm。</p>	<p>四脚手杖</p>	煊睿	SZ-A01	<p>衡水煊睿医疗器械有限公司</p> <p>个</p> <p>120</p>

41	凳拐	<p>5、PVC把手不吸汗、不易破损、变形，且使用寿命长。</p> <p>6、四脚手杖的向内稳定性能不小于1.5°;向外稳定性能不小于4.0°;高度700-900mm。10档高度可调</p> <p>1、材质：1) 杖身：铝合金管材，壁厚1.2mm，表面阳极氧化工艺，美观耐用。2) 座板采用ABS材料，座板加大加宽尺寸≥25*22，座面有穴位按摩凹凸点设计，坐姿舒适；</p> <p>2、软胶手柄内置LED手电筒，使用方便；</p> <p>3、橡胶防滑脚垫，防滑效果好；</p> <p>4、5档高度可调；</p> <p>5、一键折叠设计，携带方便；</p>	煊睿	SZ-D05	衡水煊睿医疗器械有限公司	个	180
42	肘杖	<p>1规格尺寸870MM-1070MM，优质铝合金，主体管直径22MM，壁厚1.2MM，腿部管直径19MM,壁厚1.2MM，表面美观大方。高度可调，9档可调节，调节范围是970MM-1070MM,徒手轻松调节，伸缩自如，定位安全可靠。肘拖采用工程聚丙烯材料一次注塑成型，抗菌抗老化。脚垫采用耐磨，有弹性，表面摩擦系数加高的防滑橡胶材料。</p>	煊睿	SZ-C02	衡水煊睿医疗器械有限公司	个	200
43	框式助行器	<p>1. 总长：48cm，总宽：50cm，总高：75-90cm。</p> <p>2. 框架材质铝合金，大架管直径28mm，管壁厚度1.2mm，可折叠扭动式结构，使用方便；表面氧化处理，美观耐用。</p> <p>3. 适用于老年人，行动不便者。</p> <p>4. 脚管可伸缩调节，适合不同高度的使用者。</p> <p>5. 底部套有弹性好，耐磨系数高的防滑胶脚，内有金属垫片</p> <p>6. 八档</p>	煊睿	SZ-C03	衡水煊睿医疗器械有限公司	把	300
44	轮式助行器	<p>1.基本参数：</p>	煊睿	ZX-C05	衡水煊睿医疗器械有限公司	把	400

	器	<p>长47CM(±5%),宽52CM(±5%),扶手高度:73-91cm,折叠后尺寸:60*10*73cm(±5%),承重:≥100KG</p> <p>2.其结构特点如下:</p> <p>2.1) 主架:采用6061F高强度加粗铝合金材质,管直径≥25.4mm,厚度≥1.2MM,或不锈钢材质,管径≥25mm,脚管管直径≥28.6mm,厚度≥2mm,高度8档可调节;</p> <p>2.2) 握把:采用PV橡胶软质握把,表面有花纹防滑性好,手感舒适。</p> <p>2.3) 四轮:采用可驻刹车轮,双手按下两边扶手,管着地即可刹车。坐板采用PE吹塑板,可冲凉。</p> <p>3.功能:高度可调,固定式交互式两用,一键切换,可折叠,带驻刹功能</p>	宏普达	SYV75-HP D-01	天津宏普达医疗器械有限公司	820
45	轮椅	<p>轮胎材质:实心胎/充气胎</p> <p>前轮直径:17CM</p> <p>后轮直径:57CM</p> <p>车架材质:碳钢</p> <p>座位高度:50CM</p> <p>座内宽度:45CM</p> <p>折叠:88*26*93</p> <p>净重:14kg</p> <p>承重:100kg</p>	宏普达	SYV75-HP D-01	天津宏普达医疗器械有限公司	820
46	放大镜	<p>1.产品尺寸:190x83x30(mm)</p> <p>2.镜片直径:主镜75mm,附属镜:22mm</p> <p>3.放大倍数:主镜3x,附属镜:45x</p> <p>4.产品设计:带3LED灯,用3节7号电池</p>	星特	6902AB	诸暨市星特光电科技有限公司	80

		<p>5.出厂不带电池 6.包装方式:沱泡袋+说明书+瓦楞彩盒 7.产品净重:122g 毛重:154g 8.装箱数量:100pcs 9.外箱尺寸:42x39x52cm 10.重量:100kgs 材质:ABS 框架+玻璃镜片</p>				
47	自助进食器具四件套	<p>1、防洒碗（盘）主体材质为食品级PP塑料，助食碗底部带有吸盘，吸附力持久，防止碗滑动；碗口一侧为屋檐式设计，防止食物遗洒；碗底可拆卸；可微波加热； 2、助食筷含自动弹簧，防手抖，食品级PP、天然竹子； 3、弯柄勺（叉）方便老人抓握设计，硅胶和食品级不锈钢，可弯头设计方便老人自主进食；手柄位置带有橡胶皮带可按手的大小，调整松紧。手柄内部空间可以放置配重； 4、饮水杯为硅胶紧扣杯口，并有止漏设计，防止杯身翻倒食物和茶水倒出，并可防止吞咽异常老人呛到。</p>	爱颐康	定制	佛山爱颐康健康产业投资有限公司	套 360
48	盒式助听器	<p>最大OSPL90&lt;110dB+3dB 高频平均 OSPL90&lt;105dB+4dB 满档声平均增益 &lt;35dB+5dB 等效输入噪声级（EQ Input Noise）&lt;25dB+3dB 总谐波失真&lt;2%+3% 频率响应范围 F1≤250， F2≥6500Hz 额定工作电压 DC 3.7—4.2V 额定工作电流&lt;2.5mA 电池型号： HCY401012+.37v，30mAh 不带保护板 线长 30mm 工作 时间 40 小时 充电时间 1-2 小时</p>	特力	HSZT044	深圳市鯤维医疗电子有限公司	台 580



49	耳内助听器	<p>最大 OSPL90&lt;110dB+3dB 高频平均 OSPL90&lt;105dB+4dB 满档声平均增益 &lt;35dB+5dB 等效输入噪声级：(EQ Input Noise) &lt;25dB+3dB 总谐波失真 &lt;2%+3% 频率响应范围：F1≤250, F2≥6500Hz 额定工作电压：DC 3.7—4.2V 额定工作电流：&lt;2.5mA 提示音：嘟嘟，嘟嘟</p> <p>电池型号：HCY501020, 80mAh/+37V 0.296Wh</p> <p>2403J 线长 30mm 工作时间：40 小时</p> <p>充电时间：1-2 小时</p> <p>LED 指示：无显示</p>	特力	ENZT045	深圳市鯨维医疗电子有限公司	台	680
50	耳背助听器	<p>最大 OSPL90≤125dB+3dB</p> <p>高频平均 OSPL90≤120dB+4dB</p> <p>满档声增益 &lt;40dB±5dB</p> <p>等效输入噪声级 (EQ Input Noise) &lt;29dB+3dB</p> <p>总谐波失真 ≤7%+3</p> <p>频率响应范围 350Hz-3500Hz</p> <p>工作时间 20 小时</p> <p>充电时间 1-2 小时</p>	特力	EBZT046	深圳市鯨维医疗电子有限公司	台	780
51	骨传导助听器	<p>产品尺寸：头带部分 130mmX155mmx55mm (±5mm);</p> <p>控制盒部分 40mmX65mmX25mm (±5mm);</p> <p>产品重量：头带部分≤40 克;控制盒部分≤40 克;</p> <p>产品颜色:黑色</p> <p>声道系统:立体声</p>	汇声	GCD047	河北博音医疗科技有限公司	台	2500

